



Medical Electronic Systems (www.mes-global.com), insan ve veterinerlik piyasaları için hızlı ve otomatik sperm analizinde uzmanlaşmış global bir firmadır. CE ve FDA'nın MES hattı, Sperm Kalitesi Analizörleri'ni temizledi, tamamlayıcı test kitleri ve tek kullanımlık test malzemeleri, geniş bir uluslararası dağıtım ağı aracılığıyla satıldı. MES, tıbbi bir üretici olarak ISO sertifikasına sahiptir.

*UNUTMAYIN, HER ŞEY BİR SPERM İLE BAŞLADI!*



LOKAL DAĞITIM ORTAKLARIMIZDAN BİRİ İLE İLETİŞİME GEÇİN:



# SQA-VISION

Otomatik Sperm Kalite Analiz Cihazı



*UNUTMAYIN HER ŞEY BİR SPERM İLE BAŞLADI!*

**HIZLI, OBJEKTİF ve STANDARTLAŞTIRILMIŞ Sperm Analizi:** SQA-Vision sperm kalite analizörü, öznel sperm analizine, uzun süreli test sürelerine ve karmaşık kalite kontrol / düzenleyici gerekliliklere bir çözüm sunar. SQA-Vision sonuçları objektif ve standartlaştırılmıştır (operatörler arası ve laboratuvarlar arası). Laboratuvardaki insan kaynağı bağımlılığı azaltıldı, çünkü günlük iş akışı, 75 dakikalık bir testten ziyade 75 saniyelik bir teste uyacak şekilde düzenlenebilir! Doğruluk, tekrarlanabilirlik ve kullanım kolaylığı, SQA-Vision için her şey demektir. Dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlar testi standartlaştırmak ve çok iyi bir kalite sunmak için M.E.S. sperm kalite analizörlerine güvenmektedir.

## THE SQA-VISION...

### Hızlı, Doğru ve Standartlaştırılmış Sonuçlar

- Numune test süresini% 90 azaltma
- Hasta sonuçlarını derhal teslim etme
- Doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar
- Laboratuvarlar arası standardizasyon

### Kullanım kolaylığı

- Tek kullanımlık test kapileri
- Yardımcı QwikCheck™ Test Kitleri
- Hücre sayımı için dokunmatik ekran sayacıları işaretleye için tıklayın
- Çeşitli test modları
- Dokunmatik ekran teknolojisi
- Kolayca erişilebilen yardım menüleri
- Sezgisel navigasyon

### Yeni Standartlar ile Güncel

- DSÖ 5. Baskı test kriterleri
- DSÖ 3. veya 4. versiyonlarını seçme seçeneği
- FDA / CE temizlendi
- Birçok çeşit Yeterlilik Güçlüklerini yerine getirir.

### Güvenilir

- Kanıtlanmış teknoloji
- Video ve resim onayı
- Objektif test sonuçları

### - Hızlı

### - Objektif

### - Standardlaştırılmış



# SQA-VISION

Otomatik Sperm Kalite Analiz Cihazı

### Tam Otomatik Test Sonuçları

- Sperm Konsantrasyonu
- % Motilite
- % Progresif Motilite
- % Progresif olmayan Motilite
- % Hızlı / Yavaş Progresif
- İmmotilite
- % Normal Morfoloji
- Hareketli Sperm Konsantrasyonu
- Fonksiyonel Sperm
- Hız
- Ve Dahası

### Yarı Otomatik Test Sonuçları

- Tam Morfoloji Diferensiyeli
- Canlılık
- İğnebaşları

### Teknik Özellikler

- 24" HD dokunmatik ekran arayüz
- 75 saniye otomatik test döngüsü
- Barkod tarayıcı
- Dahili LIS arayüz
- Kişiyi özel raporlama
- Yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemi
- Video klipleri ve yakalanan görüntüleri kaydetme
- Her ekranda yardım menüsü
- Numune hazırlığı için dahili zamanlayıcı
- "Click-to mark" görseleştirme sayacıları
- Otomatik yedekleme ve geri yükleme
- Entegre bakım kontrol listeleri ve uyarılar

## The SQA-Vision: Öğrenmesi basit ve kullanması kolay!

Sperm Quality Analyzers'a ek olarak, sperm analizi QwikCheck™ ürünlerinin tamamı hem otomatik ve hem de manuel sperm testi ve numune alımını daha hızlı ve daha kolay yapmak için mevcuttur.



### QwikCheck™ Beads

- Sperm konsantrasyonunu testi için kalite kontrolü lateks boncuklar.
- Her türlü sayım kamarası ve otomatik sperm analiz sisteminde kullanım için.
- 3 düzeyli QC (kalite kontrol) materyali: Yüksek, Düşük ve Sıfır.




### Vision Sabit Lamel Slaytları

- 1 adımlı kapiler eylem yüklemesi ile sabit derinlik.
- Sperm Motilitesini ve SQA-Vizyonu Üzerindeki Yoğunlaşmayı Değerlendirir.
- Manuel ve otomatik yöntemlerle çalışır.
- 48 kullanımlık 24 çift taraflı kızak.



### QwikCheck™ Likuefaksiyon Kiti

- Viskoz sperm örneklerini hızla sıvılaştırır.
- Kolay kullanım için önceden ölçülmüştür.
- Tek doz 20 tedavi tüpü.




### QwikCheck™ Beads Onay ve Eğitim Kiti

- Doğruluk, Hassasiyet, Doğrusallık ve Alt Limit Algılama çalışmaları içerir.
- Sonuçlar gönderildiğinde üretilen istatistiksel analiz raporu.
- Laboratuvar operatörünün yeterliliğini sınamak ve SQA-Vizyonunu doğrulamak için tasarlanmıştır.



### QwikCheck™ Dilüsyon Kiti

- Motilite parametrelerini etkilemeden spermleri seyreltme.
- Kısa numunelerin hacmini artırma.
- 50 CC steril seyreltme ortamı.



### SQA Temizleme Kiti

- Güvenilir / doğru sonuçların sağlanması için SQA'nın düzenli olarak temizlenmesi için.
- Her kite ekli bulunan 25 temizleme malzemeleri ve talimatları.



### QwikCheck™ Canlılık Kiti

- Canlı ve ölü hücreleri tanımlamak için bir adım boyama işlemi.
- Kullanımı basit, karıştırma ve seyreltme yok.
- Raf ömrünü uzatmak için 5 ayrı sızdırmaz şekilde şişelenir.



### SQA Test Kapileri

- Kullandıktan sonra tek kullanımlıktır.
- Tüm SQA tipi cihazlar için tasarlanmıştır.
- Kullanma talimatları olan 50 kutu.



### QwikCheck™ Ölçüm Çubukları

- Sadece FDA, sperm için WBC ve pH test şeritlerini temizler.
- Hızlı 1 dakika reaksiyon süresi.
- 100 ölçüm çubuğu.